



POL KL N K EKG C HAZI KULLANMA VE BAKIM TAL MATI

DOKÜMAN NO	HB.TL.10
YAYIN TAR H	05.04.2016
REV ZYON NO	00
REV ZYON TAR.	-
SAYFA	1 / 1

- 1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı, EKG aletinin kullanılması ve bakımı için bir sistem olu turmaktır.
- 2. KAPSAM:** Bu talimatın uygulanmasından poliklinikte EKG çekimi yapan hem ireler, denetlenmesinden polikliniklerden sorumlu Sa lık Hizmetleri Müdür Yardımcısı yükümlüdür.
- 3. KISALTMALAR:** HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
EKG: Elektrokardiyografi
- 4. TANIMLAR:--**
- 5. SORUMLULAR:** - Poliklinik EKG hem iresi
-Sa lık leri Müdür Yrd.
- Sa lık Hizmetleri Müdürü
- 6. FAAL YET AKI I:**
 - 6.1.** EKG çekimi için ba vurular Merkezi Laboratuvar Çalı ma Talimatı ilgili maddelerinin hükümlerine uygun olarak kabul edilir.
 - 6.2.** Erkek hastalarda gerekiyorsa bölge temizli inin yapılması sa lanır. EKG' si çekilecek hasta muayene masasına sırt üstü yatırılır.
 - 6.3.** Ayak bilekleri, kol bilekleri ve gö üs bölgesi açık kalacak ekilde hasta hazırlanır ve i lem boyunca konu maması sa lanır.
 - 6.4.** Temiz ve ıslak bir pamuk yardımıyla hastanın gö sü, kol ve ayak bilekleri silinir.
 - 6.5.** Hasta kablosunun alete ba lanmasının do ru olup olmadı ı kontrol edilir.
 - 6.6.** RA kırmızı sa kol, LA sarı sol kol, RF siyah sa bacak, LF ye il sol bacak olacak ekilde ba lanır.
 - 6.7.** Gö üs puarları iletken jel yada sıvı sürüldükten sonra a a ıdaki ekilde yerle tirilir.
 - 6.7.1. 1.** Derivasyon (C₁ - kırmızı), **4.** ntercostal aralı ın sa tarafına,
 - 6.7.2. 2.** Derivasyon (C₂ - sarı), **4.** ntercostal aralı ın sol tarafına,
 - 6.7.3. 3.** Derivasyon (C₃ - ye il), **5.** ntercostal aralı a (C₂' nin alt yanına),
 - 6.7.4. 4.** Derivasyon (C₄- kahverengi), **5.** ntercostal aralı ın tam gö üs altına yerle tirilir.
 - 6.7.5. 5.** Derivasyon (C₅-Siyah), sol gö üs alt yanına (**5.** ntercostal aralık)
 - 6.7.6. 6.** Derivasyon (C₆ – Eflatun), ön koltuk altı çizgisinin hizasına (**5.** ntercostal aralık) yerle tirilir.
 - 6.8.** Monitör arkasındaki giri kablosu EKG cihazının monitör giri ine yerle tirilir.
 - 6.9.** EKG cihazı açma-kapama dü mesinden açılarak çekim yapılır.
 - 6.10.** Görüntüyü eride dökmek için start-stop butonuna basılır. lemi durdurmak için yine aynı dü meye basılır.
 - 6.11.** Kopyalama yapılan ka ıt cihazdan dikkatlice koparılarak makineden otomatik olarak çıkmıyorsa üzerine hasta ismi, tarihi ve çekilen EKG derivasyonları yazılır.
 - 6.12.** EKG kabloları düzgün bir ekilde hasta üzerinden ayrılır. Jel kullanılmı sa temizlenir.
 - 6.13.** Hastaya i lemin bitti i söylenerek gerekiyorsa giyinmesine yardımcı olunur.
 - 6.14.** Çekilen EKG hasta veya yakınına teslim edilir.
 - 6.15.** Cihazın arıza durumunda çekim yapan hem ire arızayı HBYS üzerinden ilgili sayfaya girilerek Biyomedikal ve Destek Hizmetleri Müdür Yrd'na bildirerek arızanın giderilmesini sa lar.
- 7. LG L DÖKÜMANLAR:**
 - Merkezi Laboratuvar Çalı ma Talimatı

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
SA LİK H ZM.MÜDÜRÜ	KAL TE YÖNET M D REKTÖRÜ	BA HEK M