



F Z K TEDAVİ C HAZLARININ GÜVENLİ KULLANIMI TALMATI

DOKÜMAN NO	HB.TL.16
YAYIN TARİHİ	11.02.2015
REVİZYON NO	01
REVİZYON TARİHİ	22.03.2016
SAYFA	1 / 2

1-AMAÇ: Bu talimatın amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi ünitesinde kullanılan cihazlar ile ilgili hususları tanımlamaktır.

2-KAPSAM: Hastanemiz FTR ünitesinde bulunan tıbbi cihazları kapsar.

3-KISALTMALAR:--

4-TANIMLAR:--

5-SORUMLULAR: Birim çalışanları.

6-FAAL YETKİLERİ:

Hastalara uygulanan tedavi programı kayıt altına alınmalıdır. Hastaların fizik tedaviye başlaması ve bitmesi saatleri kayıt altında olmalıdır. Cihaz kullanım kılavuzlarına ilgili dosyadan ulaşılabılır.

6.1. NFRARUJ C HAZI KULLANIMI:

- Cihazın fişi prize takılır.
- Hasta tedavi için hazırlanır.
- Cihaz tedavi bölgesine uygun uzaklıkta yerleştirilir.
- Cihaz açma kapama düğmesinden açılır.
- Cihaz kullanım talimatnamelerine göre çalıştırılır.
- Tedavi süresi bitiminde cihaz kapatılır.
- Cihazın fişi prizden çıkarılır.

6.2.KISA DALGA DİJİTAL TERM KULLANIMI:

- Cihazın fişi prize takılır.
- Hasta üzerindeki metal eşyalar ve takılar çıkarılır.
- Cihazlar; diğer cihazlardan farklı ve metal eşyalar olmayan bir odada bulundurulmalıdır.
- Hasta; protezler, kalp pili, hamilelik, tansiyon...vs. açısından sorgulanır.
- Cihaz kullanım talimatnamelerine göre çalıştırılır. Tedavi süresi bitiminde cihaz kapatılır.
- Cihazın fişi prizden çıkarılır.

6.3. ULTRASON KULLANIMI:

- Cihazın fişi prize takılır.
- Ultrason başlığı akım yönünden test edilir.
- Cihaz açma kapama düğmesinden açılır.
- Tedavi uygulanacak bölgeye jel sürülür.
- Süre ve frekansı hastanın kartı doğrultusunda uygulanır.
- Tedavi süresi bitiminde akım kesilir ve cihaz kapatılır.
- Prob ve hasta üzerindeki jel temizlenir.

6.4.PARAFİN KAZANI KULLANIMI:

- Cihaz fişinin takılı olduğu kontrol edilir.
- Parafin eriyiğinin sıcaklığı kontrol edilir.
- Hastanın uygulamadan önce ellerini yıkaması istenir.
- Tedavi edilecek bölgeyi 5 saniye aralıklarla 5-10 kez eriyiğin içine daldırması söylenir.
- 20 dk bekletilir.
- Süre dolduktan sonra donan parafin çıkarılıp içine atılır.
- Açık yarası olan hastalarca kullanılmaz.

6.5.HOT-PACK KAZANI KULLANIMI:

- Cihaz fişinin takılı olup olmadığı kontrol edilir.
- Kazanın sıcaklık derecesi kontrol edilir.
- Kazandan uygulanacak materyal alınıp havluya sarılarak tedavi edilecek bölgeye uygulanır.
- İyileşim bittikten sonra materyal tekrar kazana konulur.

6.6. KOMBİNE ELEKTRO TERAPİ C HAZLARI KULLANIMI:

- Cihazın fişi uygun şekilde takılır. Güç kablosu sağlam olmalıdır.
- Kullanım sırasında kablo ve elektrotların sağlamlığı test edilir.
- Sünger elektrot kullanılıyorsa ıslatılmalıdır.
- Uygulama sahasında enfeksiyon alanı veya açık yara bulunmamalıdır.
- Cihazın elektrotları tedavi bölgesine uygun şekilde yerleştirilir ve akım verilir.
- Tedavi süresi bitiminde akım kesilir ve cihaz kapatılır. Cihazın fişi prizden çıkarılır.

6.7.TENS C HAZI KULLANIMI:

- Hasta tedavi için hazırlanır.
- Cihazın elektrotları tedavi bölgesine uygun şekilde yerleştirilir.
- Cihazın açma kapama düğmesi açılır.



F Z K TEDAV C HAZLARININ GÜVENL KULLANIMI TAL MATI

DOKÜMAN NO	HB.TL.16
YAYIN TAR H	11.02.2015
REV ZYON NO	01
REV ZYON TAR.	22.03.2016
SAYFA	2 / 2

- Tedavi uygulanır.
- Tedavi süresi bitiminde akım kesilir ve cihaz kapatılır.
- Cihaz bir sonraki kullanım için hazır hale getirilir.

6.8.WHIRLPOOL C HAZI KULLANIMI:

- Fi prize takılır.
- Suyun ısısı 40-50 derece civarında ayarlanır.
- Hastanın uzvu suyun içine daldırılır.
- Açma kapama dü mesinden makine çalı tırılır.
- Tedavi 20dk sürdürülür.
- Hasta uzvunu çıkarır kurular.

6.9.TRAKS YON C HAZI KULLANIMI:

- Cihazın fi i uygun ekilde takılır. Güç kablosu sa lam olmalıdır.
- Hasta traksiyon masasına veya sandalyesine uygun bir ekilde pozisyonlanır.
- Traksiyon kemeri ve iplerinin sa lamı ı kontrol edilir.
- Kullanım talimatlarına göre cihaz ayarlanır.
- Hastaya emniyet dü mesinin kullanımı ö retilir.
- Tedavi süresi sonunda otomatik olarak durması sa lanır.
- Kullanılmadı ı zamanlarda cihaz kapalı tutulmalıdır.

6.10.TETRAX POSTÜROGRAF C HAZI KULLANIMI:

- Cihazın ve cihaza ba lı olan bilgisayar ile monitörün fi leri uygun ekilde takılır. Güç kabloları sa lam olmalıdır.
- Cihaz açma – kapama dü mesinden açılır.
- Hasta sisteme kayıtlı de ilse kayıt edilir kayıtlı ise dosya numarası girilerek sistem çalı maya hazır hale getirilir. Tedavi ba lamadan önce cihaz kendini kalibre etmektedir.
- Tedavi uygulanır.
- Tedavi süresi bitiminde cihaz kapatılır.

6.11.KO U BANDI C HAZI KULLANIMI:

- Cihazın fi i uygun ekilde takılır. Güç kablosu sa lam olmalıdır.
- Egzersize ba larken çocukları ve evcil hayvanlar ko u bandından uzak tutulur.
- Egzersiz sırasında uygun giysiler giyilir. Ko u bandına takılabilecek uzun, bol giysiler giyilmemelidir. Her zaman kauçuk tabanlı ko u yada aerobik ayakkabılar giyilmelidir.
- Ko u bandını kullanmadan önce güvenlik kilitlerinin hasta üzerine veya kemerine ba lı olup olmadı ından emin olunmalıdır.
- Yürüme bandı üzerinde ayakta iken asla egzersize ba lanmamalıdır. Makine
- Ba latıldıktan ve hız kontrolünü ayarladıktan sonra egzersize ba lanmalıdır.
- Cihaz kullanım talimatnamelerine göre çalı tırılır.
- Tedavi süresi bitiminde cihaz kapatılır.

6.12.B S KLET KULLANIMI:

- Cihazın fi i uygun ekilde takılır. Güç kablosu sa lam olmalıdır.
- Hasta bisiklete oturtulur.
- Cihaz kullanım talimatnamelerine göre çalı tırılır.
- Süre bitti inde tedavi sonlandırılır.

7. LG L DÖKÜMANLAR:

- Cihaz Kullanım Klavuzları

HAZIRLAYAN FTR SORUMLUSU	KONTROL EDEN KAL TE YÖNET M D REKTÖRÜ	ONAYLAYAN BA HEK M
-----------------------------	------------------------------------------	-----------------------