



YENİ DOĞAN KÜVÖZ KULLANMA TALİMATI

DOKÜMAN NO	YD.TL.03
YAYIN TARİHİ	23.03.2016
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	-
SAYFA	1 / 1

- 1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı prematüre bebekler ve hasta termde bebeklerin vücut ısılarının stabilizasyonu ve solunum, dolaşım, aktivite açısından kolay izlenimlerini sağlayan küvöz kullanımı için bir sistem oluşturmaktır.
- 2. KAPSAM:** Yenidogan Yoğun Bakımlarda çalışan hemşireleri kapsar.
- 3. KISALTMALAR:** -
- 4. TANIMLAR:** -
- 5. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından Yenidogan Servis Hemşireleri, denetlemesinden Sorumlu İdari Müdürlüğü sorumludur.
- 6. FAAL YETKİLER:**
 - 6.1.** Temizlenmemiş olan küvöz hasta gelmeden önce hasta odasına alınır. Isınması için fiye takılır.
 - 6.2.** İçindeki yatağın örtüsü örtülerek bebek yatacak duruma getirilir.
 - 6.3.** Küvözün tüm kapakları kapatılarak çalıştırılır.
 - 6.4.** Gelen hastanın durumuna ve kilosuna göre küvöz ısı, küvözün sağ tarafındaki digital göstergelerden ayarlanır.
 - 6.5.** 500 gramla 1000 gram arasındaki inmatür bebeklerde 34-35 C'ye, 1500 gramla 2000 gram arasındaki prematürlerde 32-33 C'ye 2500 gramla 3000 gram arasındaki matür bebeklerde 30-31 C'ye küvöz ısı ayarlanır.
 - 6.6.** Bebeğin ısısını göstermesi için cilt ısı probu bebeğin abdominal bölgesine (cilde) antiallerjik flasterle tesbit edilir.
 - 6.7.** Bebek cilt ısı göstergeden 37°C'ye ayarlanır.
 - 6.8.** Bebeğin solunum sıkıntısı durumuna göre oksijen ayarlaması yapılır. Küvözün direkt iç kısmına veya küvözün arka kısmındaki oksijen girişi yerlerine oksijen hortumu takılır.
 - 6.9.** Bebeğin normal ısısını sağlayabilmek için ısı ayar düğmesi yavaş yavaş artırılarak istenen düzeye getirilir.
 - 6.10.** Küvöz içindeki oksijenin nemlendirilmesi için küvözün sol tarafındaki su haznesine gözle görünecek seviyeye kadar distile su koyulur.
 - 6.11.** Acil müdahale gerekmedikçe küvöz kapakları tam olarak açılmadan kolluklardan çalıştırılır.
 - 6.12.** Dışındaki çelik kollardan yararlanılarak hastaya istenilen pozisyon verilir.
 - 6.13.** Hasta küvözden çıkarıldıktan sonra kirli olan küvöz odanın dışına çıkarılır. Küvöz temizleme spreyi (Cleanacaptic) ile servis personeline temizletilir. Havalandırılması sağlanır. Yeni yatacak hasta için küvöz hazır bulundurulur.
 - 6.14.** Cihazlar arızalandığı zaman servis hemşiresine haber verilir. Servis hemşiresi HBYS üzerinden arıza bildirimini yaparak Biyomedikal ve Destek Hizmetleri Müdür Yardımcılığı'na bildirir.
- 7. LG L DOKÜMANLAR:** -

HAZIRLAYAN SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİMİ D REKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAHEKİM
--	---	----------------------