



AMACARE AÇIK YO UN BAKIM KÜVÖZÜ KULLANMA TAL MATI

DOKÜMAN NO	YD.TL.04
YAYIN TAR H	23.03.2016
REV ZYON NO	00
REV ZYON TAR.	-
SAYFA	1 / 1

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı prematüre bebekler ve hasta term bebeklerin vücut ısılarının stabilizasyonu ve solunum dola ım aktivite açısından kolay izlenimlerini sa layan küvoz kullanımını için bir sistem olu turmaktır.

2. KAPSAM: Amacare Açık Yo un Bakım küvözü kullanan bölümleri ve çalı anlarını kapsar.

3. KISALTMALAR: -

4. TANIMLAR: -

5. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından Yenido an Ve Çocuk Cerrahisi Servis Hem ireleri, denetlenmesinden Sa lık leri Müdürlü ü sorumludur.

6. FAAL YET AKI I:

6.1. Radyant ısıtıcıyı açmak için cihazın üstünde ve ön yüzünde yer alan 3 dü meden en sa dakine basılır.

6.2. 4-5 dakika bekledikten sonra bebe in yatırılması sa lanır.

6.3. Bebek ısı probu (skin tempuratar) bebe in cildine antiallerjik bantla yapı tırılır.

6.4. Sıcaklı ın bebe in vücut ısısı düzeyinde olabilmesi için cihazın sütununda ve ön yüzünde yer alan dikdörtgen biçimindeki yerde bulunan dü me “skin-temp” istikametine çevrilir ve bundan sonra aynı yerde bulunan ısı ayar dü mesi a a 1 yukarı hareket ettirilerek bebe in ısısı ile cihazın ısısı e it hale getirilir. Bu i lem yapıldıktan sonra cihazın otomatik olarak o ısıyı muhafaza etmesi sa lanır.

6.5. Cihaz ısısının istenilen derecede olması arzu edildi i takdirde (Bebek in vücut ısısı ile ilgili olmadı ı zaman) aynı dü me manuel biçimine getirilir. Böylelikle 0-100 arasında istenilen ısı derecesi elde edilir.

6.6. Cihazı aydınlatmak için cihazın üstünde ve ön yüzünde bulunan üç dü meden en solda olanına basılır.

6.7. Yata ın a a 1 yukarı bir e ilim alması için cihazın ortasında görünen yuvarlak çevirisinin (kolun) sa a veya sola döndürülmesi sa lanır.

6.8. Yata ın seviyesinin inip çıkabilmesi için uzaktan kumanda cihazındaki dü menin ok i aretlerine göre hareket ettirilmesi sa lanır.

6.9. Bu cihazın üstünde, görünen yüzündeki üç dü meden ortadaki dü meye bastı ınızda fototerapi lambaları yanacaktır. Yanan ı ıklardan bebe in gözlerini korumak için özel (Bebek göz bandı, karbonlu) bantla gözlerinin kapatılması sa lanır.

6.10. Fototerapi kullanımı bittikten sonra aynı dü meye basarak fototerapi i lemine son verilir. Bebekteki göz bantları çıkartılır.

6.11. Cihazların arızalanması veya alarm ı ı ı (sarı de il) özellikle kırmızı dü me yandı ı zaman servis hem iresine haber verilir. Servis hem iresi Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden arıza talebi yaparak Destek Hizmetleri Müdürlü ü' ne durumu bildirir.

7. LG L DÖKÜMANLAR: -

HAZIRLAYAN SA LİK H ZMETLER MÜDÜRÜ	KONTROL EDEN KAL TE YÖNET M D REKTÖRÜ	ONAYLAYAN BA HEK M
---------------------------------------	--	-----------------------